


Forbedret informasjon om batterivarslinger på e-lås til hjemmeboende i Phoniro Care

Fra Release 20.5 fikk man 2 forskjellige rapporter for låsvarslinger i Phoniro Care. Systemet bruker ulike metoder for å beregne batteriverdien.

Rapporten «Låsvarsler» kommer opp på startside, samt under oppfølging

- Denne rapporten henter den direkte verdien som rapporteres ved en låsoperasjon/kontakt med mobiltelefoner



Viktige meldinger
Listene oppdateres ca. en gang i timen.


Lokale varslinger • Phoniro
✓ Ingen varsler

Sentrale varsler
✓ Ingen varsler

Rapporten «Kritisk/lavt Batterinivå» under oppfølging

- Bruker algoritmer basert på den antatte tiden låsen har igjen før den går tom for batteri etter batteriskift og/eller sist kjente batteriprosent
- Baseres på at minst 6 låskjøringer bør kjøres for å teste den reelle verdien av låsen

Dette vil si at hvis man får opp lås under «Låsvarsler» som ikke fins under rapporten «Kritisk/lavt batterinivå», har montør kanskje glemt å huke av i appen ved batteribytter.



Startside > Oppfølging > Lås - kritisk/lavt batterinivå

Lås - kritisk/lavt batterinivå
Visning av enheter med kritisk eller lav batteristatus. Vennligst bytt batterier umiddelbart i enheter med kritisk batterinivå. ([Mer hjelp](#))

Type enhet: Organisasjon:
 Varsling: Koblede:
 Batteristatus: Sortering:
 Aktiverte:

[Vis](#) [Excel](#)

Prio	Dager med kritisk batteristatus	Batteristatus	Varsling	Serienummer	Type enhet	Kunder	Sted	Avdeling/Rom	Organisasjon	Aktivert
Rapporten ga ikke noe resultat.										

17.03.21

Tellu IoT AS