




Phoniro 6000 / Alarm system cloud

Release 21.1

Possible to show "client comment" in Senior Living app

- Short comment can be made on the client in Phoniro Care and that will show in the Senior Living app when an alarm is received.
- Not to confuse with notes (anteckningar) in "Time & Attendance"
- No traceability for what were written there or who changed it



Possible to show "client comment" in Senior Living app

- One comment per client
- Maximum of 240 characters

Startsida Administration Brukare Sivert Akesson Redigera

Redigera personuppgifter

Här redigerar du brukarens personuppgifter. ([Hjälp](#))

Personuppgifter

Personnummer: 19150928-9144 Brukarnr: 484

Förnamn: Sivert Födelsedatum: 1915-09-28

Mellannamn: Kön: Okänd

Efternamn: Akesson

Adresser

Lägg till adress

Videobesök

För att det ska gå att ringa till brukaren behöver kryssrutan nedan vara kryssad (steg 1), en surfplatta behöver vara kopplad till brukaren (steg 2) och till sist måste du spara den här sidan (steg 3).

Steg 1

Brukaren ska få videobesök.

Steg 2

Gå in på länken nedan för att koppla en surfplatta till brukaren. Här kan du också koppla loss surfplattan och göra ytterligare inställningar för brukarens videobesök.

Länk saknas, videotjänsten är inte konfigurerad

Steg 3

Spara den här sidan med Spara-knappen. Då kommer du att kunna göra videobesök hos brukaren i gränssnittet för e-tillsyn och videobesök.

Telefonnummer

Lägg till telefonnummer

E-postadresser

Lägg till e-postadress

Kommentarer

Kommentären kommer synas för personalen i brukarinformationen i appen Home Care.

Lägg till kommentar

E-tillsyn

Kommentar
Syns för personalen innan e-tillsyn startas.

Intern rutin
Syns för personalen innan e-tillsyn startas.

Larm

Kommentar
Syns för personalen i samband med larm i appen Senior Living.

Sivert tycker om hundar. Han brukar gå ner till parken.

Phoniro 6000

Telefonnummer ägenhetsapparat

Spara Avbryt

Deactivate deviation alarm during specific "time windows"

- Can be done on several "views" in Phoniro Care
 - Under Positioning beacons
 - Under RFID-base stations
 - Under Client
- Is set individually for clients



The screenshot shows the Phoniro Care administration interface. The breadcrumb navigation at the top reads: Startside > Administration > Brukare > Albin Hellström > Avvikelselarm. The main heading is "Avvikelselarm". Below the heading is a descriptive paragraph: "Här kan du koppla brukaren till de avvikelselarm som ska larma när brukaren passerar dem. Om enheten har stöd tidsstyrning, kan du ställa in om just den här brukaren ska kunna passera vissa tider på dygnet utan att enheten utlöser ett avvikelselarm." To the right of this text is a button labeled "Lägg till avvikelselarm". Below the text is a list of three clients, each with a small icon and a description:

003A Beskrivning: D-Pos 003A Z2 Utlös alltid avvikelselarm för brukaren.
005A Beskrivning: D-Pos 005A Z1 Utlös alltid avvikelselarm för brukaren.
64:BC:11:4:1F:85 Beskrivning: CombiQ CNIOR A02-01-07 64:BC:11:4:1F:85 Utlös inte avvikelselarm för brukaren under följande tider: 12:00 - 18:00 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag


Deactivate deviation alarm during specific "time windows"

- Configured for each client and are very like configuration of "Time windows" for alarm units
- Possible to set multiple schemas for one client

The screenshot shows the 'phoniro | CARE' web interface. The breadcrumb navigation is: Startside > Administration > Positionssändare > 005A > Brukare > Albin Hellström. The main heading is 'Redigera inställningar för brukare'. Below this, there is a note: 'Här redigerar du enheten för brukaren och avslutar med att klicka på "Spara". Om ingen tidsperiod ställs in utlöser enheten alltid avvikelsealarm för brukaren.' The configuration form is titled 'Vilka dagar och mellan vilka tider brukaren ska kunna passera enheten utan att utlösa avvikelsealarm.' It includes a 'Från' field set to 02:10 and a 'Till' field set to 00:00. Below this, there is a 'Dagar' section with checkboxes for Måndag, Tisdag, Onsdag, torsdag, Fredag, Lördag, and Söndag. Måndag, Tisdag, Onsdag, torsdag, and Fredag are checked. There is a 'Ta bort' button next to the 'Dagar' section. Below the 'Dagar' section, there is a field for 'Tidsperiod när enheten inte ska utlösa avvikelsealarm för brukaren.' and another 'Ta bort' button. At the bottom of the form, there is a 'Ny tidsperiod' label. At the bottom of the page, there are three buttons: 'Spara', 'Ta bort', and 'Avbryt'.

New Layout Phoniro 6000 Profile

- Some graphical changes has been made in the Phoniro 6000 profile
- Controlled on role type what one can edit
- To prepare for an upcoming functionality:
Escalate alarms to external alarm central (Not included in this release)




SAML-2 support in Senior Living App




- Support for log in to the Senior Living app with SAML-2
- Definition of SAML-2 from *Svensk E-identitet*:

Med SAML 2.0 kan en användare loggas in till ett system med en identitet som inte har någon anknytning till systemet. SAML står för Security Assertion Markup Language och är en metod för att utbyta data för autentisering och auktorisering mellan olika parter. SAML används ofta för att uppnå [Single Sign On \(SSO\)](#)

- In short:
This makes it possible for a customer to use their own *Identity provider server (IDP-server)* to authenticate users trying to log in to the Senior Living app.
- Phoniro Care and the Home Care App already support this




Posifon integration to Senior Living App



Posifon integration to Senior Living App

- If there are GPS-coordinates included in the alarm, the Senior Living app will show the Clients position on a map on the alarm view.
- If the GPS-alarm send in new positions it will show in the app as an updated alarm chain and a line will be drawn in the Map between the positions
- Ones own position is shown in the map as a "blue dot"
 - Remember to activate GPS in the Smartphone



Posifon integration to Senior Living App

- All units that we have in our portfolio from Posifon works with the integration
- **But** different units have different features
 - Two examples:

The MiniFinder Nano works as:

- Alarm button (Trygghetslarm)
- Fall alarm (Fallarm)
- Geofence Alarm (Områdeslarm)
- But the the GPS Smartsole only works as an Geofence Alarm




MiniFinder Nano



GPS Smartsole

Posifon integration to Senior Living App – System overview



Posifon integration to Senior Living App

	Senior Living app	Phoniro Care	Posifon Care
Receive alarms	X		
Start search			X
Connect alarm units to client		X	
Client administration		X	
Administrate GPS-alarm functionality, Geofence etc.			X
Log in*	X	X	X


* **No** "Single Sign On" (SSO) integration, the user therefore needs to log in manually to both systems

Posifon integration to Senior Living

App

Configuration Phoniro Care

- New type of alarm categorie "*Områdeslarm*"
- *Needs to be set up in alarm categories for the GPS alarms to work with Geofence zones.*
- *Geofence categorie for GPS-alarms works in the same way as Deviation alarm for the Alarm button Smile ID.*



The screenshot shows the 'Redigera larmkategori' (Edit alarm category) page in the Phoniro CARE system. The breadcrumb navigation is: Startside > Administration > Applikation > Larmkategorier > Redigera. The page title is 'Redigera larmkategori' and the subtitle is 'Här redigerar du larmkategorin.' The form contains the following fields:

Information	
Namn	<input type="text" value="Områdeslarm"/>
Larm	<input checked="" type="checkbox"/>
Typ	<input type="text" value="Områdeslarm"/>
Sorteringsordning	<input type="text" value="0"/>
Internt id	<input type="text"/>
Externt id	<input type="text"/>
Dold	<input type="checkbox"/>

Posifon integration to Senior Living

App

Configuration Posifon Care

- Instructions can be found in Phoniro Care
- First step to having User manuals in Phoniro Care
- Link to Posifon Care where one need to log in again



The screenshot shows the Phoniro CARE web interface. At the top, there is a blue header with the logo "phoniro | CARE". Below the header is a navigation bar with three items: "Startsida" (with a house icon), "Administration" (with a person icon), and "Trygghetsområde för GPS-larm" (with a location pin icon). The main content area has a title "Trygghetsområde för GPS-larm" and a paragraph: "Här kan du välja att administrera trygghetsområden för larm med GPS eller läsa instruktioner för hur du sätter upp sådana områden." Below this is a box titled "Hantera trygghetsområde i PosifonCare" with the text: "Om en larmenhet med GPS ska larma när en brukare lämnar ett visst område, kan du koppla ett trygghetsområde till den larmenheten. Detta gör du i PosifonCare genom att klicka på länken nedan." At the bottom of this box are two buttons: "Instruktioner" (with a yellow exclamation mark icon) and "Öppna PosifonCare" (with a black circle icon).

Posifon integration to Senior Living

App

Configuration Posifon Care

- Geofences, schedules, how to start a "Search" etc. are configured and handled in Posifon Care
- More detailed training session will be planned for if needed.

The screenshot displays the Posifon Care web application interface. The top navigation bar includes the Posifon Care logo and menu items: Sökning, Larmlista, Administrera, Hjälp, and a user profile icon. Below the navigation bar, the page title is "Avdelning" (Department) under "Min hemavdelning". The main content area is divided into two sections: "Brukare" (Users) and "Larmmottagare" (Alarm Receivers). The "Brukare" section is highlighted with a yellow box and contains a table with two rows of user data. The "Larmmottagare" section contains a table with one row of alarm receiver data. Both tables have a "Lägg till" (Add) button and a "Visa inaktiva" (Show inactive) button. The "Brukare" table has a "Samtyckt" (Consented) column, and the "Larmmottagare" table has "Schemalagd" (Scheduled) and "Avdelningsadmin" (Department Admin) columns. The "Brukare" table shows two users with phone numbers and consent status. The "Larmmottagare" table shows one alarm receiver named "PhoniroCare Larmcentral".

Brukare	
Namn	Samtyckt
867858036205873 -	●
863576048660976 -	●

Larmmottagare		
Namn	Schemalagd	Avdelningsadmin
PhoniroCare Larmcentral	●	●

Posifon integration to Senior Living

App Alarm units

- When units are registered in Posifon Care and an alarm is triggered from the device it will automatically be registered in Phoniro Care as an alarm device

The screenshot shows the 'Larmenheter' (Alarm Units) management page in the Phoniro CARE system. The page has a blue header with the 'phoniro | CARE' logo and a breadcrumb trail: 'Startsida > Administration > Larmenheter'. A '+ Ny larmenhet' button is located in the top right corner. Below this is a search and filter section with several dropdown menus: 'Identifierare' (empty), 'Aktiverade' (set to 'Endast aktiverade'), 'Brukare' (empty), 'Koppling' (set to 'Kopplade och okopplade'), 'Larmkategori' (set to 'Alla'), and 'Konfigurerade' (set to 'Konfigurerade och ej konfigurerade'). There is also an 'Övervakning' dropdown set to 'Alla' and a checkbox for 'Endast de med enhetsspecifik maxtid som ej får överskridas mellan "heartbeat"'. A 'Sök' button is at the bottom right of the filter section. Below the filter section is a table of alarm units under the heading 'Trygghetslarm'. Two units are listed:

Unit ID	Description	Registered	Category	User
863576048660976	Posifon MiniFinder Pico 863576048660976	2021-02-01 10:13	Assistanslarm	Sivert Åkesson
867858036205873	Posifon MiniFinder Pico 867858036205873	2021-02-01 10:11		Heléne Öberg

Posifon integration to Senior Living App – Sales - During validation

- Price model according to:
 - One time fee upfront for Hardware
 - Monthly cost per unit
- Additional license for the integration itself:
 - ?NOK / Month as start cost **plus**
 - ?NOK / Room at the nursing home

For example a nursing home with 20 rooms:

$$500 \text{ SEK} + 10 \text{ SEK} \times 20 \text{ rooms} = 700 \text{ SEK} / \text{month}$$

- Price book for 21.1 will include this license



Versjoner av systemdeler som inngår i denne releasen

Versjon av Phoniro Care

Phoniro Care Web	Phoniro Local Alarm Server (PLAS)	Phoniro Alarm Server Cloud
3.50	1.13.0	1.13.0

Versjon av Senior Living



Phoniro Home Care	Phoniro PI	Phoniro Senior Living
1.25	1.25	1.17.0

21.1 – Planned release dates in Norway

- Release – April 2021*

** Posifon-integration, PI-app and Home Care app for iOS will be released as soon as possible after*





Thank you for your participation!